

2detox

Gebruikers Handleiding

- versie 25 feb 08 -



Inhoud

	pagina
Het 2detox apparaat	2
Ingebruikstelling	2
Bediening van het 2detox apparaat	2
Verkleuring van het water	3
Geur van het water	4
Gebruiksmethode	4
Wanneer het 2detox apparaat niet gebruiken ?	5
Stress en toxines	5
Verklaring van de werking van de 2detox	6
Dode Zeezout	7
Effectieve Micro-organismen	7
Veiligheidsvoorschriften	7
Onderhoud van het apparaat	8
Onderhoudskit	8
Disclaimer	8
Faq	8



Het 2detox apparaat

De 2detox ontgiftings apparaat bevat volgende onderdelen :

- de stuureenheid
- een voedingseenheid met netvoedingstekker
- een plastic voetbak om het water in te doen
- een spoel met aansluitkabel om in het water te zetten
- Dode Zeezout
- Effectieve Micro-organismen

Ingebruikstelling

Volg de volgende stappen om het 2detox apparaat in gebruik te nemen:

- Sluit de netvoeding aan op het apparaat, links op de achterzijde.
- Sluit de spoel aan, rechts op de achterzijde.
- Vul de plastic voetbak met warm water.
- Zet de plastic voetbak op grond, voor een stoel of zetel.
- Leg de spoel in de plastic voetbak
- Neem plaats op de stoel, en plaats beide voeten in het water.
- Het makkelijkste is de spoel tussen beide voeten te leggen.
- Verifieer dat de spoel volledig ondergedompeld is in het water.
- Leg de ring met de witte EM keramieken pijpjes in het water.

Bediening van het 2detox apparaat

Er zijn 4 groene displays op de stuureenheid:

- de “**mode**” indicator
- de “**work pressure**” indicator
- de “**work electricity**” indicator
- de “**time**” indicator

Er zijn 5 bediening knoppen:

- de “**mode**” selector
- een “**start / stop**” knop
- een “**on / off**” knop
- en 2 knoppen om de tijd in te stellen “**time up**” en “**time down**”

Zet het apparaat aan door op de “on / off” knop te drukken.

De displays lichten even op.

Gedurende een paar seconden wordt de reeds geaccumuleerde werkduur getoond op de **Time** en de **Work Pressure** displays. De **Work Pressure** display toont het aantal uren er reeds gewerkt is geweest met het apparaat. De **Time** display toont het aantal minuten.

Bvb, het 2detox apparaat heeft reeds 2u en 20 minuten gewerkt, dan staat er een 2 op de **Work Pressure** en een 20 op de **Time** display.

Het apparaat komt dan in zijn ‘**rust**’ toestand en toont het volgende:

- de **Time** neemt zijn standaard waarde in van “**30**” min
- de **Mode** staat op “**1**”
- de **Work pressure** toont het woord “**OFF**”, de rust toestand
- de **Work electricity** toont “**0.00**”, de rust toestand

Er zijn 4 verschillende modes, van 1 tot en met 4.

- Mode 1 is de zachtste mode



- Mode 4 is de sterkste mode

Volg de richtlijnen verder gemeld ivm het gebruik van de juiste mode voor de juiste conditie.
Bij twijfel, gebruik steeds mode 1

De max tijdsduur van een sessie is 30 min. Door middel van de “**time up**” en “**time down**” knopjes kan u de gewenste tijdsduur instellen.

Volg de richtlijnen verder gemeld ivm het gebruik van de juiste tijdsduur voor de juiste conditie.

We hebben dus mode 1 voor een tijdsduur van 30 min klaarstaan.

We drukken op de “**start / stop**” knop om het ontgiftingsproces in werking te stellen.

Minuut na minuut loopt de teller af, tot de waarde 0 is bereikt.

Het apparaat gaat dan weer in zijn rusttoestand staan.

U kan dan de voeten uit het water nemen en ze afdrogen.

U giet het water weg en volgt richtlijnen om het apparaat te onderhouden zoals hier verder beschreven.

Tijdens het werken, ziet u waarden verschijnen op de **Work pressure** display. Deze is steeds 12.0 en toont dat de werkspanning op de spoel 12 Volt is.

Op de **Work Electricity** display staat een waarde tussen 0.00 en 5.00. Dit is indicatie van de stroom welke door de spoel gaat.

Om een goede werking van het 2detox apparaat te verzekeren, dient de waarde van de **Work Electricity** zich **tussen 3.0 en 4.2** te bevinden.

Meestal zal deze waarde lager zijn. U kan deze waarde laten verhogen door er een beetje van het bijgeleverde Dode Zeezout in het voetbad water te doen. Meng het een beetje door de voeten te bewegen. Van zodra de waarde steeds boven de 3.0 blijft, mag u stoppen met Dode Zeezout bij te voegen.

Stijgt de waarde boven de 4.2, dan kan u wat proper water bij doen. Zodoende zal het mengsel zich weer verdunnen, en kan de waarde onder de 4.2 dalen.

Komt de waarde boven de 5.0, dan zal het apparaat een beep laten horen en stoppen.

U vervangt dan best al het water in de plastic voetbadje, stel de timer in op de nog resterende tijd van uw sessie, en herstart.

Verkleuring van het water

Het is belangrijk om te begrijpen dat het water sowieso verkleurt, zelfs zonder voeten in het water. De basis verkleuring van het water komt door de wisselwerking van de spoel en de chemische eigenschappen van het water.

Hoe zuiverder het water op zich is, hoe minder verkleuring er is.

Daarom raden we dan ook aan om gefilterd water te gebruiken.

Gebruikt u leidingwater of hemelwater uit uw regenton, het heeft een bepaalde structuur en graad van verontreiniging. Deze verontreiniging van het gebruikte water zorgt mee voor de basis verkleuring van het water. De kleur van de verkleuring zal dus steeds ongeveer dezelfde tint hebben.

Daarboven zullen de uitgescheiden toxines uit uw lichaam ook zorgen voor een lichte verkleuring.

Nota : het water na de behandeling mag niet gedronken worden



Geur van het water

Door chemische reacties ten gevolge van de elektrolyse in het water zal het toegevoegde zout zich ook gaan ontbinden in zijn afzonderlijke componenten. Een van die moleculen is het chloor atoom. Er komt dus chloor vrij, welke we eventueel kunnen ruiken. Dit komt dus niet alleen uit uw lichaam maar is dus ook afkomstig van de vrijgekomen chloor vanuit het water zelf.

Gebruiksmethode

Er zijn 4 modes, waar mode 1 de zachtste is en mode 4 de sterkste mode.

Men kan stellen dat indien mode 4 gelijk is aan 100% werking, dan is mode 3 gelijk aan 75%, mode 2 is dan 50% en mode 1 komt overeen met 25% werking.

We prediken dan ook steeds de zachte aanpak.

Om een goede werking en efficiëntie te bekomen, raden wij een **kuur aan van 14 sessies**. Men heeft maximum één sessie per dag van max 30 min.

Om het u makkelijk te maken, hebben we een zeer gemakkelijke methode ontwikkeld. Het volgen van deze kuur is dan kinderspel. U bent er ook zeker van dat de kuur steeds zacht start en een opbouwend karakter heeft.

We splitsen de gebruikers op in 3 groepen:

1. kinderen van 12 jaar tot 17 jaar
2. volwassenen van 18 jaar tot 50 jaar
3. mensen boven de 50 jaar

Voor groep 1, kinderen van 12 jaar tot 18 jaar, is de tijdsduur van een sessie is max 20 min

Sessie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mode	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

Om de 2 dagen een sessie, 14 sessies in een kuur.

Rust 2 weken alvorens een nieuwe kuur te starten

Voor groep 2, volwassenen van 18 jaar tot 50 jaar, de tijdsduur van een sessie is 30 min

Sessie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mode	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Om de 2 dagen een sessie, 14 sessies in een kuur.

Rust 1 à 2 weken alvorens een nieuwe kuur te starten

Voor groep 3, volwassenen boven de 50 jaar, de tijdsduur van een sessie is 30 min

Sessie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mode	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

Om de 3 dagen een sessie, 14 sessies in een kuur.

Rust 2 weken alvorens een nieuwe kuur te starten



Het lichaam heeft tijd nodig om op een harmonische wijze te kunnen reageren op het ontgiftingsproces. Het is dus duidelijk dat elk over-gebruik van het 2detox niet bevorderlijk is voor uw gezondheid. Bij een te snelle of te zware ontgiftiging van het lichaam kan uw lichaam niet op een evenwichtige wijze weer tot homeostase komen.

Respecteer ook de tussentijd tussen 2 kuren.

Verder raden we een gezonde levensstijl aan. Per definitie 'steeds', doch in dit geval ten minste tijdens de ontgiftingskuur.

Het is evident dat men zich compleet onthoudt van drugs. Ook alcohol gebruik en het gebruik van alle thé-ines zoals koffie of thee kunnen een reactie teweegbrengen in het lichaam tijdens de ontgiftingskuur. Vergelijk het met iemand die anti-rook pleisters gebruikt en toch rookt. De combinatie van beide is te zwaar voor het lichaam waardoor er bijwerkingen kunnen optreden.

Wanneer het 2detox apparaat niet gebruiken ?

Er zijn een aantal contra indicaties waarbij het gebruik van het toestel ten stelligste AFGERADEN is. Daarom mogen personen die onder volgende lijst vallen het toestel absoluut niet gebruiken :

- drager van een pacemaker
- na een harttransplantatie
- zeer lage bloeddruk
- zeer hoge bloeddruk
- bloedkanker
- zwangere vrouwen
- borstvoeding gevende vrouwen
- psychologische behandeling
- voeten met wonden
- laag energiepeil
- zware ziekte
- nierdialyse

Mensen met een metalen prothese kunnen hinder ondervinden van tintelingen ten gevolge van het elektromagnetische veld opgewekt door de spoel.

Mensen die medicatie nemen blijven dit gewoon verder doen volgens de raadgevingen van de dokter. In elk geval, voelt u enig discomfort, staak onmiddellijk de sessie.

Bij enige twijfel, gebruik het 2detox apparaat niet.

Stress en toxines

Het is gekend dat stress, in al zijn vormen, gaande van fysiek, mentaal of emotioneel, een negatieve impact heeft op het menselijk lichaam. Het stapelt zich op in het lichaam met vele klachten als gevolg.

Een ander aspect van negatieve invloed op ons lichaam zijn de toxines en de afvalstoffen welke zich ophopen op velerlei plaatsen in het lichaam. Ze komen in ons lichaam via de voeding, genotsmiddelen, vervuilde lucht, pesticiden enz. Er zijn vele soorten van toxines en vrije radicalen welke storen onze gezondheid. Daarnaast zijn er ook de zware metalen.

Het Vlaamse Agentschap voor Zorg en Gezondheid meld op zijn site :

http://www.zorg-en-gezondheid.be/zware_metalen.aspx

onder de titel van de zware metalen het volgende:



“Zware metalen zijn stoffen die vergeleken met water vrij zwaar zijn. Er zijn een zevental zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens: lood (Pb), arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), kwik (Hg), antimoon (Sb), nikkel (Ni).

Zware metalen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als ze opgenomen worden in ons lichaam. Veel hangt af van het soort zwaar metaal dat je binnen krijgt en van de hoeveelheid. De buurt waarin je woont, je levenswijze, je voeding, je leeftijd, ... spelen allemaal mee in de aard en de ernst van de mogelijke gezondheidseffecten.”

U vindt hier een uitsnede van het resultaat van een onderzoek gedaan op negen verschillende personen en met een controle waarde zonder voeten in het water, gedurende een 30 minuten sessie.

Metaal	Controle waarde (ppb)	Na behandeling (ppb)	Percentage verandering
Antimony (Sb)	1,09	2,48	128%
Arsenic (As)	2,53	3,93	55%
Copper (Cu)	363,66	3.656,11	905%
Lead (Pb)	2,45	8,16	233%
Uranium (U238)	3,08	5,58	81%
Barium (Ba)	60,20	74,30	23%
Cadmium (Cd)	5,55	12,15	119%
Chromium (Cr)	13.958,44	22.838,88	64%
Nickel (Ni)	411,48	672,52	63%
Aluminum (Al)	216,33	950,33	339%
Iron (Fe)	50.645,66	138.918,11	174%
Manganese (Mn)	218,77	524,44	140%
Zinc (Zn)	148,44	288,22	94%

Het is dus duidelijk dat via het 2detox systeem deze zware metalen op een zeer zachte manier uit het lichaam worden verwijderd.

Verklaring van de werking van de 2detox

De basis van de werking van het 2detox toestel is de elektrolyse. Het toestel stuurt via de spoel een stroom door het water. Daardoor wordt er een scheikundig proces in gang gezet. Om dit proces met de meeste efficiëntie te laten verlopen dienen we zout toe te voegen aan het water. Het resultaat is dat er vele vrije negatieve ionen beschikbaar komen in het water.

Het tweede belangrijk aspect is dat het menselijk lichaam voor 70% uit water bestaat. Nu, plaatsen we onze voeten in dit water met de negatieve ionen, dat is het zeer makkelijk voor deze negatieve ionen om zich door de huid van de voet verder te transporteren in het lichaam.

Daar zullen deze negatieve ionen zich binden met de vrije radicalen, de toxines, de afvalstoffen en de zware metalen. Nadien wordt dit resultaat dan weer uitgescheiden via de huid in het water.

Het water zal mee verkleuren door de restafval welke op deze zeer zachte manier uit het lichaam wordt onttrokken.

Kortom, het lichaamsvocht is het transportmiddel voor de negatieve ionen welke niets liever doen dan zich te binden met de vrije radicalen, waar dat deze dan nadien worden uitgescheiden.



Dode Zeezout

Zoals verklaard, is er wat zout nodig om de scheikundige processen te kunnen laten gebeuren. Echter, we gebruiken geen gewoon tafelzout doch het zeer speciale Dode Zeezout in vloeibare vorm.

De samenstelling van het gebruikte Dode Zeezout is als volgt:

Magnesiumchloride	30-35 %
Kaliumchloride	24-26 %
Natriumchloride	4-8 %
Calciumchloride	4000-6000 ppm
Bromiden	3000-6000 ppm
Sulfaten	500-2000 ppm
Kristallisatie water	34-38 %

Het heeft oa volgende specifieke eigenschappen:

- verwijdert dode huidcellen
- bevat veel mineralen
- versterkt uw huid
- verkwikt, ontspant en herstelt

Deze specifieke samenstelling aan mineralen en sporelementen heeft bovendien een positieve werking op de stofwisseling en het evenwichtig mineralenbestand van de huid. Uw lichaam zal veel gemakkelijker schadelijke stoffen uitscheiden, die zich in uw huid of bindweefsel genesteld hebben. U bouwt dan ook een grotere weerstand op tegen allerlei aandoeningen of ziekteverschijnselen.

Effectieve Micro-organismen

Effectieve Micro-organismen (EM) zijn microscopisch kleine wezentjes vevat in keramiek pijpjes. EM zijn een combinatie van nuttige, regeneratieve micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet zijn gemanipuleerd. Dit mengsel verhoogt de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens en dier. Ze worden geactiveerd door toevoeging van water.

De toepassing ervan in het 2detox systeem is dan ook voor de hand liggend. Er is niet enkel het ontgiftingsproces, maar ook de stimulatie van de natuurlijke immuniteit van de gebruiker op een zachte wijze.

Kortom, de synergie van deze EM, het Dode Zeezout en het 2detox procédé is ongelooflijk krachtig.

Veiligheidsvoorschriften

- U mag nooit de voeding en de netvoedingstekker aanraken met natte handen of wanneer de voeding nat is geworden. Gebruik steeds alle veiligheidsvoorschriften en stel uw persoonlijke veiligheid primair.
- Gebruik het 2detox apparaat nooit wanneer u alcohol heeft gedronken, of onder invloed bent van andere drugs.
- Druk steeds zachtjes op de druktoetsen om een goede werking te garanderen.
- Het gebruikte water mag niet gedronken worden.



Onderhoud van het apparaat

- Voor elke onderhoudsbeurt, trek het netsnoer uit de stekker en trek de kabel van de spoel zachtjes uit de fiche achteraan het toestel.
- Reinig de stuureenheid enkel met een droge doek om het stof weg te nemen
- Reinig de spoel en de ring met de EM keramieken pijpjes na elk gebruik door het veelvuldig af te spoelen onder stromend water.
- Na een tiental beurten, plaats de spoel in de plastic bak met water, en voeg een soeplepel azijn toe. Laat dit een nachtje staan. Neem dan de spoel uit het water, en spoel ze veelvuldig af onder stromend water. Spoel dan de plastic voetbak af onder stromend water.

Onderhoudskit

De spoel dient vervangen te worden wanneer er geen luchtbelletjes meer zichtbaar zijn in het water. Dit is meestal na ongeveer 30 beurten.

U kan een onderhoudskit bestellen. Deze bevat :

- een spoel
- Dode Zeezout
- een ring met EM keramieken pijpjes

U kan bestellen via :

2-origin bvba - Import
Victor Van Malderlaan 39/1
B-1700 Dilbeek
+32 (0)2 463 44 85
erik@2detox.eu

Disclaimer

Het product zoals vermeld in deze handleiding heeft niet de intentie om een diagnose te stellen, enige ziekte te genezen of enige ziekte te voorkomen. De informatie is enkel ter beschikking gesteld om U te informeren. U dient ten alle tijden uw dokter te raadplegen voor enig advies of raadgeving bij ernstige ziekte.

FAQ

- 1. Wat betekent de kleurverandering van het water in werkelijkheid?**
- 2. Wat zijn de zwarte vlekken in het water en waar komen ze vandaan?**
- 3. Hoe kan ik weten waar het metaal vandaan komt?**
- 4. Welke ziektes en lichaamsaandoeningen (pathologie) kunnen behandeld worden met het 2detox toestel ?**
- 5. Zijn er verschillende manieren van gebruik van de 2detox voor verschillende aandoeningen?**
- 6. Kunnen gebruikers die allopathische (reguliere geneeskunde) medicatie innemen ook het 2detox toestel gebruiken ?**
- 7. Mag ik elke dag een behandeling krijgen?**
- 8. Hoe lang moet een behandeling duren?**
- 9. Heeft u bewijzen van wat zo een 2detox kuur eigenlijk kan genezen?**



10. Zal ik beperkt zijn in mijn activiteiten na een behandeling?
 11. Moet ik een speciale opleiding krijgen om het 2detox apparaat te kunnen gebruiken?
 12. Zijn er mensen die deze behandeling niet mogen krijgen?
 13. Hoe lang kunnen de spoelen worden gebruikt?
 14. Kan een frequent gebruik van de machine nevenverschijnselen veroorzaken in het lichaam?
 15. Waarom voelen mensen een lichte tinteling gedurende de behandeling? Is dit schadelijk voor de huid op de voeten?
 16. Mogen vrouwen een behandeling doen gedurende de menstruatie?
 17. Mogen mensen een behandeling doen na een ingreep?
 18. Kunnen we een elektrische schok krijgen tijdens de behandeling?
 19. Wat houdt de “Niet tevreden, geld terug garantie” in?
-

1. Wat betekent de kleurverandering van het water in werkelijkheid?

Wanneer het water wordt gestimuleerd door de elektrolyse, stoot het piepkleine deeltjes af die zichtbaar worden in het water en die de indruk geven dat het water vuil en bruin is. De gradatie van het vuil in het water hangt af de hoeveelheid bezinksel.

Indien je dit fenomeen wilt testen met een kom water zonder enig lichaamsdeel in het water, zal de gradatie van het vuil normaal gezien telkens dezelfde zijn wanneer je een nieuwe kom water gebruikt van dezelfde bron.

Indien je die zelfde test zou herhalen, telkens met andere voeten in het water, zou het resultaat verbazingwekkend verschillend zijn. Soms kan het water vuiler, soms properder zijn. Aangezien het vermogen van elke persoon verschillend is om de negatieve ionen te absorberen en weer af te scheiden, zal de verkleuring van het water ook verschillend zijn per persoon. Er kan zich ook een olieachtige materie afzetten op de rand van de kom. Deze materie bevat normaal gezien deeltjes die worden afgestoten door de bovenlagen van de huid.

2. Wat zijn de zwarte vlekken in het water en waar komen ze vandaan?

De zwarte vlekken is metaal dat loskomt van (a) het spoel; (b) de de-ionisatie van zware metalen in het water zelf; en (c) van de de-ionisatie van zware metalen in het lichaam van de gebruiker.

3. Hoe kan ik weten waar het metaal vandaan komt?

Soms is dat niet mogelijk. Wanneer er echter veel (meer dan 20) zwarte vlekken zijn in het water, kan men er vrij zeker van zijn dat het metaal uit het lichaam afkomstig is.

4. Welke ziektes en lichaamsaandoeningen (pathologie) kunnen behandeld worden met het 2detox toestel ?

De 2detox toestel herstelt of geneest geen enkele ziekte of aandoening.

Het haalt de toxines uit het lichaam. Indien het probleem waar de gebruiker mee kampt te maken heeft met een ophoping van toxines, kan het verminderd worden door ontgiftiging, maar zeker niet genezen. Men kan geen eisen stellen want het resultaat is onvoorspelbaar. Frequente ontgiftiging met de 2detox geeft de mensen een groter gevoel van welzijn en helpt ze zich beter te voelen.

5. Zijn er verschillende manieren van gebruik van de 2detox voor verschillende aandoeningen?

Het toestel kan in 4 verschillende gradaties werken.

Volgens leeftijd is er ook nog een verschil in het gebruik.



Het is van belang om een zachte aanpak van het ontgiftingsproces te hanteren.
Volg daarom de richtlijnen uit de gebruikers handleiding om het beste resultaat te bekomen.

6. Kunnen gebruikers die allopathische (reguliere geneeskunde) medicatie innemen ook het 2detox toestel gebruiken ?

Mensen die medicatie nemen blijven deze nemen zoals hun arts het voorschrijft.
Als je niet de groep van mensen valt die het 2detox toestel niet mogen gebruiken, dan kan je het toestel gebruiken.
Indien door de ontgifting van het lichaam er minder nood is aan de medicatie, dan zal de begeleidende arts de nodig maatregelen treffen.
Bij enige twijfel, gebruik het 2detox toestel niet en raadpleeg uw arts.

7. Mag ik elke dag een behandeling krijgen?

Er wordt aanbevolen om één keer om de twee of drie dagen een behandeling te doen. Voor diegenen die aan een ziekte lijden moet de frequentie verminderd worden. Dit heeft te maken met het feit dat de lichamen van deze personen in een “genezingsmode” gaan na een behandeling, gedurende de welke ze zich moe of lethargisch (futloos) kunnen voelen.

In onze ervaring, voelen de meeste mensen zich lethargisch onmiddellijk na de behandeling, en voelen ze de voordelen in de dagen nadien. Soms is het nodig om het lichaam eerst volledig te laten recupereren, en wordt een nabehandeling gegeven gedurende een aantal dagen tot de recuperatie volledig is.

8. Hoe lang moet een behandeling duren?

In een volwassen lichaam, duurt een volledige bloed cyclus ongeveer 20 minuten. Daarom is een behandeling van minder dan 20 minuten helemaal niet schadelijk, maar ook niet bevorderlijk. Deze cyclus is bij kinderen aanzienlijk korter en de aanbevolen behandelingstijd reflecteert dit dan ook. Voor volwassenen wordt een volledige 30 minuten, en voor kinderen 15 tot 20 minuten aanbevolen. Het toestel mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 5 jaar. De aanbevolen minimum leeftijd is 12 jaar.
In elk geval, volg de gebruikersmethode zoals beschreven in de handleiding.

9. Heeft u bewijzen van wat zo een 2detox kuur eigenlijk kan genezen?

De machine geneest niets. Het is enkel een machine die uw lichaam toelaat om zijn bio-energetische velden opnieuw in evenwicht te brengen, welk op zijn beurt dan een zelf-ontgifting stimuleert. Eens de bio-energetische velden in evenwicht zijn, werken de organen ook beter.

10. Zal ik beperkt zijn in mijn activiteiten na een behandeling?

Neen, alles gaat verder zoals gewoonlijk. Misschien een beetje moe maar verder niets.

11. Moet ik een speciale opleiding krijgen om het 2detox apparaat te kunnen gebruiken?

Neen, volg gewoon de instructies in de handleiding, zowel op technisch vlak als op gebruikersniveau.



Als je je gebruik van dit systeem volledig wil onderbouwen raden wij de opleiding aan van Health4me - zie website : www.health4me.eu .

Deze toestellen worden verkocht aan zowel privé-personen als aan personen werkzaam in de medische wereld. De enige vereiste die zou kunnen worden gesteld indien u een toestel gebruikt met klanten, is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt aanschouwd als een lage risico behandeling.

12. Zijn er mensen die deze behandeling niet mogen krijgen?

- drager van een pacemaker
- na een harttransplantatie
- zeer lage bloeddruk
- zeer hoge bloeddruk
- bloedkanker
- zwangere vrouwen
- borstvoeding gevende vrouwen
- psychologische behandeling
- voeten met wonden
- laag energiepeil
- zware ziekte
- nierdialyse

13. Hoe lang kunnen de spoelen worden gebruikt?

De spoel die wordt gebruikt is van zeer hoge kwaliteit en kan gebruikt worden voor 30 tot 40 behandelingen.

14. Kan een frequent gebruik van de machine nevenverschijnselen veroorzaken in het lichaam?

Op basis van een onderzoek van een Amerikaans labo dat de machine gedurende 3 jaar heeft getest, zijn er geen nevenverschijnselen vastgesteld. In tegendeel, veel gebruikers melden dat ze voelen dat ze een zuiverder en vitaler lichaam hebben.

15. Waarom voelen mensen een lichte tinteling gedurende de behandeling? Is dit schadelijk voor de huid op de voeten?

Dat is een normaal fenomeen veroorzaakt door de spanning en stroom veranderingen in het water door de spoel. Dit heeft geen schadelijk effect op onze huid, ook niet na langdurig gebruik. Het stimuleert de zenuwcellen in onze voeten en heeft een positief effect op ons lichaam.

16. Mogen vrouwen een behandeling doen gedurende de menstruatie?

Ja, dat kunnen ze.

17. Mogen mensen een behandeling doen na een ingreep?

Er wordt aanbevolen te wachten tot ze volledig zijn hersteld of ten minste 6 weken na de ingreep.



18. Kunnen we een elektrische schok krijgen tijdens de behandeling?

Ook indien uw voeten in contact komen met het metaal van de spoel, zal u geen elektrische schok krijgen. Er bestaat helemaal geen gevaar. De machine is zeer veilig, aangezien er op verschillende niveaus ingebouwde beveiligingen zijn. Indien er enige overbelasting of kortsluiting zou zijn, valt de machine vanzelf uit. Bovendien, gebruiken we een externe voeding die enkel op lage voltage werkt. Zo wordt het risico tot een minimum beperkt.

19. Wat houdt de “Niet tevreden, geld terug garantie” in?

Indien u binnen de 30 dagen niet tevreden bent over de 2detox mag u hem terugsturen. Wanneer de console in perfecte staat binnenkomt krijgt u uw geld terug met aftrek van €95 voor de niet ruilbare delen zoals badje, dodezeezout, effectieve micro-organismen kraal en spoel.

